

Mischkanülen



Vorteile:


Getrennte Auslässe, sicheres und sauberes Arbeiten, keine Querkontamination, codierte Verschlusskappen, sichere und einfache Handhabung, formstabile Konstruktion, präzise Dosierung – genaueres Arbeiten, breites Mischersortiment, optimaler Mischer für jeden 2-Komponenten Werkstoff.

Anwendungen im Dentalbereich:

- Abformung
- Zementierung
- Füllungsmaterialien

900-0766 Grün

für Monophasen- und Heavy-Body-Materialien und Bißregistrate



900-0765 Pink

für Medium-Body-Materialien




900-0764 Gelb

für Light- und Medium-Body-Materialien



900-0767 Lila

für Monophasen- und Heavy-Body-Materialien



Inhalt 50 Mischkanülen pro Beutel



900-1248 Hellblau / orange
 4:1/10:1 für temporäre Kronen- und Brückenmaterialien



Inhalt 50 Stück

900-3022 Hellblau
 1:1: für temporäre Kronen- und Brückenmaterialien
 1:1 und Zemente



Inhalt 50 Stück

900-0768 Intra-Oral Tips
 für Mischkanüle gelb
 gelb, gebogen



Inhalt 100 Stück

100-9634 Intra-Oral Tip
 für Mischkanülen grün, lila, rosa
 transparent, gebogen



Inhalt 100 Stück

900-8131 braun (spitz)
 für Zemente



Inhalt 20 Stück

Mischpistole
 900-0770 (1:1/2:1)
 900-1261 (4:1/10:1)
 900-1277 10:1 Schlitten



Inhalt 1 Stück

Dynamische Mischer und Bayonettringe
 für Großkartuschen

<p>900-2657 Inhalt 50 Stück</p> 	<p>900-2656 Inhalt 2 Stück</p> 
---	--

104-8918 braun (stumpf)
 für Zemente



Inhalt 20 Stück

900-3061 Intra-Oral Tip
 für Mischkanüle braun (stumpf)



Inhalt 20 Stück

101-8359 Kontierungsdüsen
 für Mischkanüle grün - Bißregistrat



Inhalt 24 Stück

