



NVT 2012



- High quality products from selected manufacturers
- Best value for your money
- Unconditional Guarantee



Henry Schein Own Brand
Quality products from a company you trust
www.henryscheinbrand.com

Neuprodukte

Die Henry Schein Air Kollektion hat ein einzigartiges und exklusives Design des Griffstücks! Das Instrument wiegt durchschnittlich 12g und ist somit extrem leicht. Das Griffstück ist aus 304er rostfreiem Stahl gefertigt und die geschweißte Spitze besteht aus 420er Stahl. Die Reinigung wird im Thermodesinfektor und die Sterilisation im Autoklaven vorgenommen. Die Produktpalette wird weiterhin vergrößert!



**Diagnostik Set Air #9 9008401
und Diagnostik Set #23 9008184**

**Lieferbar ab
Mitte März 2012**

Kralle & Bein

- ergonomisch geformt
- für Rechts- und Linkshänder

9008508	Air Cryer Links
9008509	Air Cryer Rechts
9008510	Air Flohr Links
9008511	Air Flohr Rechts
9008512	Air Kralle Links
9006713	Air Kralle Rechts
9008517	Air Bein Links rund 3mm
9006721	Air Bein Links rund 4mm
9006722	Air Bein Links straight 3mm
9006799	Air Bein Rechts rund 3mm
9006800	Air Bein Rechts rund 4mm
9006801	Air Bein Rechts straight 3mm

Prothesenzahnbürsten

2-Komponenten Prothesenzahnbürsten. Dichtes, durch speziellen Hoch-/Tiefschnitt unterschiedlich hartes Borstenfeld. Zahnpinsel zur Reinigung der Zahnzwischenräume und prothetischen Vertiefungen. Spezielle Griffmulden - und Griffelemente zur intensiven Handhabung. Farbkombinationen: weiß / blau (9006653) und weiß / orange (9006654).



HS-Prophylaxe Pulver Perio Acclean Air

Flasche mit je 100g.
Dieses Mittel ist ein speziell entwickeltes, schonendes Reinigungspulver zur subgingivalen Behandlung - zur Verringerung von paradontalen Taschen sowie zur Straffung des Zahnfleisches. 9003032

Inhaltsstoffe: Glycin, hydrophob modifizierte Kieselsäure.
Korngröße: 25 µ.



HS-Prophylaxe Pulver Soft Acclean Air

Flasche mit je 200g.
Das HS-Reinigungspulver Soft ist für den Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch. Es ist zur regelmäßigen Prophylaxe oder auch Recall geeignet. 9008159

Inhaltsstoffe: Glycin, hydrophob modifizierte Kieselsäure.
Korngröße: 65 µ.



HS-Bleaching

Für das perfekte Lächeln!!

Durch den natürlichen Alterungsprozess der Zähne verändert sich im Laufe der Zeit deren Farbe. Auslöser für die Verfärbungen können Tabak, Tee, Kaffee, Rotwein, Cola oder auch Medikamente sein. Durch das Bleachen der Zähne wird die Zerstörung dieser Farbstoffe bewirkt. Der verwendete Wirkstoff ist Carbamid Peroxid. Dieser Stoff wurde früher zum Desinfizieren der Mundhöhle verwendet und zufällig bemerkte man, daß es ebenfalls den Effekt der Zahnaufhellung hat. Bei der chemischen Reaktion, ausgelöst durch den Sauerstoff, werden die Farbstoffe aufgespalten und zerstört.

Das Bleachen erfolgt ohne gesundheitsbedenkliche Nebenwirkungen und ist auch für devitales Bleaching geeignet. Nach dem Bleachen sollte der Zahnarzt die Kavität mit temporärem Zement füllen (wie z.B. HS-9003702).



Packungsinhalt je 8 x 1,2 ml Spritze + 8 Tips

9008153	Bleach Home/Office 10%, Mint
9008154	Bleach Home/Office 16%, Mint
9008155	Bleach Home/Office 22%, Mint
9008156	Bleach Home/Office 10%, Regular
9008157	Bleach Home/Office 16%, Regular
9008158	Bleach Home/Office 22%, Regular



Detaillierte Produktinfos unter

www.henryscheinbrand.com

Ende 2. Quartal 2012

Nadelhalter Castroviejo

Die Innenseiten des Nadelhalters sind mit Tungsten Carbide beschichtet. Ein hoher Verkaufspreis kann erzielt werden.

9008637 Nadelhalter Castroviejo 14 cm
9008638 Nadelhalter Castroviejo 17 cm

Kassetten

Blaue Inserts zu Beginn, zukünftig 5 - 6 weitere Farben erhältlich

9008544 Instrumentenkassette, aus nichtrostendem Stahl, für 10 Instrumente mit 3 Silikonstegen

9008545 Instrumentenkassette, aus nichtrostendem Stahl, für 16 Instrumente mit 6 Silikonstegen

Mixpac



Henry Schein verwendet nur das Original Sulzer Mixpac DS50-System

Produktumstellungen



Produktdetails können Sie bei uns abrufen!



neueste Produktflyer unter <http://www.henryscheinbrand.com/index.php?page=news>

HS-Piezo Scaler Tips

NEU

Nun auch von der Henry Schein-Eigenmarke erhältlich: unterschiedliche Instrumenten- und Spitzen für die Anwendung bei der Zahnsteinentfernung, für den Endo-Bereich, die Wurzelreinigung und für den Parodontologie-Bereich. Unterschiedliche Fittings für HS-, BA- und für andere gängige Handstücke. Wir bieten unterschiedliche Kits sowie auch 3er-Packungen (Scalerspitzen) an.

Unterschiedliche Scaler-Spitzen-Sets, mit unterschiedlichen Fassungen:




HS/BA-fitting (-E) 9003940

HS/BA-fitting (-SN) 9003998

HS/BA-fitting (-A) 9006011

Scaler-Kits: bestehend aus 1 Handstück (unterschiedliche Typen), 1 Spitzenwechsler, 3 Scaler-Spitzen, 3 Scaler-Sterilisationshalter, 1 Endowerkzeug, 1 Endofeilenhalter, 1 Endo-Sterilisationshalter



HS-E1 HS-E2 HS-E3

HS/BA-fitting (-E) 9003941

HS/BA-fitting (-SN) 9003999

HS/BA-fitting (-A) 9006012

Endo-Sortiment: 3 Spitzen: Endofeilenhalter 95°-Winkel zum Erweitern und Reinigen von Wurzelkanälen im Bereich der Molaren) Endofeilenhalter 120°-Winkel zum Erweitern und Reinigen von Wurzelkanälen im Frontzahnbereich. Endo-Spitze für laterale Kondensation.

Endofeilenhalter E1

Endospitze E3

Scaler-Spitze S1

Scaler-Spitze S2

Scaler-Spitze S3

Scaler-Spitze S4

Scaler-Spitze S5

Scaler-Spitze S6

Perio-Probe P1

Perio-Probe P3

Perio-Probe P4

zum Erweitern und Reinigen von Wurzelkanälen im Frontzahnbereich. 120°-Winkel.

unterstützt die laterale Kondensation. Die Spitze sollte das Guttapercha berühren.

zur normal-supragingivalen Zahnsteinentfernung, auch am Zahnhals.

zur supragingivalen Zahnsteinentfernung. Das Spitzendesign erlaubt großflächige Zahnsteinentfernung, auch bei starkem Befall.

zur Zahnsteinentfernung. Supragingival, subgingival und interdental.

zur supragingivalen Zahnsteinentfernung in allen Oralregionen. Die Spitze ist etwas länger als die Scaler-Spitze S1.

zur Zahnsteinentfernung supragingival und am Zahnhals. Die Spitze ist etwas länger als die Spitze S4

zur supragingivalen Zahnsteinentfernung. Die Spitze ist der Spitze S5 ähnlich, jedoch besser für großflächige Zahnsteinentfernung geeignet.

zur subgingivalen Zahnsteinentfernung.

zur gründlichen Wurzelreinigung unter direkter Sicht. Zum Glätten von Restaurationsübergängen. Die Spitze ist etwas länger als Spitze P1.

zur subgingivalen und interdentalen Zahnsteinentfernung.

Blisterpackung mit 3 Spitzen.



	HS-E1	HS-E2	HS-E3	HS-S1	HS-S2	HS-S3	HS-S4	HS-S5	HS-S6	HS-P1	HS-P3	HS-P4
HS/BA-fitting (-SN)	9006000	-	9006001	9006002	9006003	9006004	9006005	9006006	9006007	9006008	9006009	9006010
HS/BA-fitting (-A)	9006013	-	9006014	9006015	-	-	9006016	9006017	9006018	9006019	9006020	9006021
HS/BA-fitting (-E)	9003942	-	9003943	9003944	9003945	9003946	9003947	9003948	9003949	9003950	9003952	9003953

Wechselwerkzeug 9006318 (-E/-SN), Wechselwerkzeug 9008639 (-A). Weitere Accessoires, wie Autoklav-Box, erhältlich.

Endofeilen von Henry Schein folgen bald.

